

Anti-Integrin-B1/Cd29 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P05556

Artikelnummer: CM0006621



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Integrin beta-1 (CD29). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Zelladhäsions- und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin-β1/CD29 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3688
GenID	3688
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-728 von menschlichem Integrin-β1/CD29 (NP_596867.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05556
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel