

Anti-Integrin-β1/Cd29 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05556

Artikelnummer: CM0020043



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Integrin-β1/CD29 (P05556). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zelladhäsion und Integrin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin-β1/CD29 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3688
Gen-ID	3688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-728 des menschlichen Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05556
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eispackung