

Anti-Integrin-B1/Cd29 Kaninchen Polymab® - P05556

Artikelnummer: CM0003214



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin-β1/CD29 (P05556), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Zelladhäsion und zum Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin-β1/CD29 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3688
Gen-ID	3688
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-728 von humanem Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05556
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel