


Anti-Integrin B5/Itgb5 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18084

Artikelnummer: CM0005555



Einführung

Der Anti-ITGB5 Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt spezifisch menschliches Integrin beta-5. Er ist für Durchflusszytometrie (FC) validiert und zielt auf die extrazelluläre Domäne für den Nachweis von Zelloberflächenproteinen ab. Für Forschungszwecke bei Adhäsions- und Viruseintrittsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin β5/ITGB5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ITGB5; integrin beta-5; Integrin β5/ITGB5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3693
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-490 von menschlichem Integrin β5/ITGB5 (NP_002204.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18084
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel