


Anti-Integrin B5/Itgb5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P18084

Artikelnummer: CM0006799



Einführung

Hochwertiger Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin $\beta 5$ (ITGB5), validiert für Western Blot und ELISA.

Rekombinantes Immunogen (aa 24-490). Ideal für Zelladhäsions- und Viruseintrittsforschung - P18084.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin $\beta 5$ /ITGB5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ITGB5; Integrin beta-5; Integrin $\beta 5$ /ITGB5
Spezies	Mensch
GenID	3693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-490 von humanem Integrin $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18084
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche