

Anti-Interferon Alpha 1 (Ifn-A1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01562

Artikelnummer: CM0003407

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Interferon alpha 1 (IFN- α 1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zur Untersuchung von Interferon-Signalwegen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Interferon alpha 1 (IFN- α 1) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; IeIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferon alpha 1 (IFN- α 1)
Spezies	Mensch
GeneID	3439 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-189 des menschlichen Interferon alpha 1 (IFN- α 1) (NP_076918.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01562
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel