

Anti-Interferon Alpha 1 (Ifn-A1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01562

Artikelnummer: CM0015455

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes Interferon alpha 1 (IFN- α 1), geeignet für WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen entsprechend der Aminosäuren 24-189, validiert für humane Proben. Ideal für die Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Interferon alpha 1 (IFN- α 1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; IeIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferon alpha 1 (IFN- α 1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3439
Gen-ID	3439
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-189 von humanem Interferon alpha 1 (IFN- α 1) (NP_076918.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01562
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel