


Anti-Interferon Alpha-2 (Ifn-A2) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01563

Artikelnummer: CM0003115



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Interferon alpha-2 (IFN- α 2) Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen, 22kDa, SWISS P01563.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Interferon alpha 2 (IFN- α 2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IFNA; IFNA2B; IeIF A; IFN-alphaA; IFN-alpha-2; Interferon alpha 2 (IFN- α 2)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3440
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-188 des humanen Interferon alpha 2 (IFN- α 2) (NP_000596.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01563
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel