


Anti-Ints10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvr2

Artikelnummer: CM0026917



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen die humane Integrator-Komplex-Untereinheit 10 (INTS10), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben, ideal für die Forschung zur Transkriptionsterminierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS10 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	INT10; C8orf35; INTS10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55174
GenID	55174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 451-710 von humanem INTS10 (NP_060612.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVR2
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel