


Anti-Ints10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvr2

Artikelnummer: CM0015079



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes INTS10, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Forschung am Integrator-Komplex und die Transkriptionsterminierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INT10; C8orf35; INTS10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55174
GenID	55174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 451-710 von humanem INTS10 (NP_060612.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NVR2
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel