

Anti-Ints11 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Ta45

Artikelnummer: CM0006222



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes INTS11 (Integrator-Komplex-Untereinheit 11), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Transkriptionsterminierung und RNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Spezies	Human
GeneID	54973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 331-600 von humanem INTS11 (NP_060341.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5TA45
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel