


Anti-Ints11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Ta45

Artikelnummer: CM0023190



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes INTS11 (Integrator-Komplex-Untereinheit 11), geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanen, murinen und ratten Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Spezies	Human
GeneID (human)	54973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 331-600 von humanem INTS11 (NP_060341.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5TA45
Proteingewicht	68kDa
Versand	Kühltasche