


Anti-Ints4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q96Hw7

Artikelnummer: CM0031061



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes INTS4 (Integrator-Komplex-Untereinheit 4) für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INT4, MST093, INTS4
Spezies	Human
GeneID	92105
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-270 von humanem INTS4 (NP_291025.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96HW7
Protein-Gewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel