


Anti-Ints5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P9B9

Artikelnummer: CM0013227



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes INTS5 (Q6P9B9), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem Integrator-Komplex-Untereinheit 5, einem Schlüsselregulator der Transkriptionsterminierung der RNA-Polymerase II.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INT5; KIAA1698; INTS5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80789
Gen-ID	80789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-400 von humanem INTS5 (NP_085131.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6P9B9
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel