


Anti-Ints6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9UL03

Artikelnummer: CM0029454



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes INTS6 (Integrator-Komplex-Untereinheit 6), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus-INTS6. Nützlich für Studien zur Transkriptionsterminierung und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notch12; INTS6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26512
Gen-ID	26512
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem INTS6 (NP_036273.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UL03
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel