


Anti-Ints6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9UI03

Artikelnummer: CM0022919



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches INTS6, eine Untereinheit des Integrator-Komplexes, die an der Transkriptionstermination beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Krebs- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notch12; INTS6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26512
GenID	26512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 700-887 des menschlichen INTS6 (NP_036273.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UI03
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Eisbeutel