


Anti-Ints7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvh2

Artikelnummer: CM0024616



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes INTS7, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlicher und muriner Integrator-Komplex-Untereinheit 7, einem Regulator der Transkriptionsterminierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS7 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	INT7; C1orf73; INTS7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25896
GenID	25896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 702-948 des humanen INTS7 (NP_001186740.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NVH2
Proteinmasse	107 kDa
Versand	Eisbeutel