

Anti-Ints7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvh2

Artikelnummer: CM0024612

Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper gegen humanes INTS7, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem Integrator-Komplex-Untereinheit 7, einem Regulator der transcriptionellen Termination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INT7; C1orf73; INTS7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25896
GenID	25896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 702-948 von humanem INTS7 (NP_001186740.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NVH2
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel