


Anti-Ints8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q75Qn2

Artikelnummer: CM0022484



Einführung

Anti-INTS8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Forschung an Integrator-Komplex-vermittelter Transkriptionsterminierung und RNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INTS8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
Spezies	Human
GeneID (Human)	55656
GeneID	55656
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 600-800 von humanem INTS8 (NP_060334.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q75QN2
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel