

Anti-Involucrin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P07476

Artikelnummer: CM0003710

Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Involucrin. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Studien zur Keratinozytendifferenzierung und zur cornified envelope.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Involucrin Kaninchen mAb
Spezies	Human
Gen-ID	3713
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Involucrin (P07476) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P07476
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel