

Anti-Invs Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y283

Artikelnummer: CM0016307

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes INVS (Inversin), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für Studien zur Nierenentwicklung, Bestimmung der Links-Rechts-Achse und Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INVS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	INV; NPH2; NPHP2; INVS
Spezies	Human
GenID (Human)	27130
GenID	27130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-90 von humanem INVS (NP_055240.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y283
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel