

Anti-IP3R Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14643

Artikelnummer: CM0025529

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für IP3R (ITPR1). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung von Kalzium-Signalgebung, Apoptose und Kanal-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IP3R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Spezies	Mensch
GeneID (human)	3708
GeneID	3708
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1812-1911 von humanem IP3R (NP_001365381).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14643
Proteingewicht	314kDa
Versand	Eistasche