

Anti-IP6K1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Artikelnummer: CM0004455

Einführung

Hochwertiger Anti-IP6K1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten IP6K1 (Q92551), ~50 kDa. Ideal für die Inositolphosphat-Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IP6K1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PiUS; IHPK1; IP6K1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9807
Gen-ID	9807
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem IP6K1 (NP_695005.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92551
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel