

Anti-IP6K2 Polyklonaler Antikörper Für IF/ICC, Elisa - Q9Uhh9

Artikelnummer: CM0016974

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes IP6K2, geeignet für IF/ICC und ELISA. Nützlich zur Untersuchung des Inositolphosphat-Stoffwechsels, der Umwandlung von InsP6 zu InsP7 und nukleärer Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IP6K2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PIUS; IHPK2; InsP6K2; IP6K2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51447
GeneID	51447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-180 des humanen IP6K2 entspricht (NP_057375.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UHH9
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku