

Anti-Ipo4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tex9

Artikelnummer: CM0018004



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Importin-4 (IPO4), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes IPO4 (~119 kDa). Ideal für die Forschung zu Kerntransport und Histonimport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IPO4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Imp4; IPO4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79711
Gen-ID	79711
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 728-1081 von humanem IPO4 (NP_078934.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TEX9
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel