

Anti-Ipo5 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000410

Artikelnummer: CM0021592



Einführung

Anti-IPO5 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Detektiert Importin-5 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Kerntransport und nukleären Lokalisierungssignalen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IPO5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3843
GenID	3843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-300 des menschlichen IPO5 (NP_002262.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000410
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel