

Anti-Ipo7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 095373

Artikelnummer: CM0021819

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Importin-7 (IPO7/RanBP7). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Kerntransports und des Importin-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IPO7-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	Imp7; RANBP7; IPO7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10527
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900 bis zum C-Terminus des humanen IPO7 (NP_006382.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95373
Proteingewicht	120 kDa
Versand	Kühlakku