


Anti-Ipo9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96P70

Artikelnummer: CM0013926



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IPO9 (Importin-9). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu humanen und murinen Proben. Ideal für Studien zum nukleozytoplasmatischen Transport und zu Histon-Chaperonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IPO9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Imp9; IPO9
Spezies	Human
GeneID (Human)	55705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 827-1041 von humanem IPO9 (NP_060555.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96P70
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eistüte