

Anti-Iqgap1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46940

Artikelnummer: CM0010167



Einführung

IQGAP1 Kaninchen-mAb für IVD-Testentwicklung: validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch/Maus. Zielt auf Ras-GTPase-aktivierendes Protein IQGAP1 (p195, SAR1), beteiligt an Aktindynamik und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IQGAP1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8826
GenID	8826
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem IQGAP1 (NP_003861.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46940
Proteingewicht	189kDa
Versand	Eisbeutel