


Anti-Iqgap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46940

Artikelnummer: CM0028903



Einführung

CamelBio bietet anti-IQGAP1 Kaninchen-Polyklonalantikörper (P46940) an, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Aktinzytoskelettdynamik und der Zellsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IQGAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8826
GeneID	8826
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-750 von humanem IQGAP1 (NP_003861.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46940
Proteingewicht	189kDa
Versand	Eisbeutel