

Monoklonaler Anti-Iqgap2-Antikörper Für Wb - Q13576

Artikelnummer: CM0003864



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-IQGAP2-Antikörper aus Kaninchen für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-IQGAP2, ein 181 kDa großes Ras-GTPase-aktivierende-ähnliches Protein, das an CDC42/RAC1 und Calmodulin bindet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IQGAP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IQGAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10788
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1301-1495 des menschlichen IQGAP2 (Q13576) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13576
Proteinmasse	181 kDa
Versand	Eisbeutel