


Anti-Irak1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51617

Artikelnummer: CM0017520



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes IRAK1, unverzichtbar für die Erforschung der angeborenen Immunantwort über TLR/IL-1R-Signalwege. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Diagnostik und Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRAK; pelle; IRAK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3654
GenID	3654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 424-633 des humanen IRAK1 (NP_001020414.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51617
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel