


Anti-Irak1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P51617

Artikelnummer: CM0008173



Einführung

Hochwertiger Anti-IRAK1 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf humanes IRAK1 (P51617) ab, eine Schlüsselkinase der angeborenen Immunität, die an der TLR/IL-1R-Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IRAK; pelle; IRAK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3654
GenID	3654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 215-499 von humanem IRAK1 (P51617) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51617
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel