

Anti-Irak2 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43187

Artikelnummer: CM0004110

Einführung

Hochleistungsfähiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IRAK2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Detektiert humanes und Ratten-IRAK2, einen Mediator der IL-1-Rezeptor-Signalübertragung. Ideal für die Entzündungs- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK2 monoklonaler Antikörper (Kaninchen)
Anmerkungen/Alias	IRAK-2; IRAK2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3656
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-250 des humanen IRAK2 (O43187) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O43187
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel