


Anti-Irak3 Rabbit Polyclonal Antibody Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y616

Artikelnummer: CM0028819



Einführung

IRAK3 Rabbit Polyclonal Antibody erkennt IRAK3 (IRAK-M) in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. IRAK3 ist eine inaktive Kinase, die die TLR/IL-1R-Signalgebung reguliert und für Forschung im Bereich Entzündung und Asthma relevant ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ASRT5, IRAKM, IRAK3
Spezies	Mensch
GenID	11213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 367-596 von humanem IRAK3 (NP_009130.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y616
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel