


Anti-Irak4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Artikelnummer: CM0024586



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches IRAK4, eine wichtige Kinase der angeborenen Immunität. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für die Forschung zur TLR/IL-1R-Signalübertragung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51135
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWZ3
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel