


Anti-Irak4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nwz3

Artikelnummer: CM0002419



Einführung

KD-validierter rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IRAK4 für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Rolle von IRAK4 bei der Bildung des Myddosom-Komplexes, der TLR/IL-1R-Signalübertragung und der NF-kB-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] IRAK4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; [KD Validiert] IRAK4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51135
GeneID	51135
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NWZ3
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eispackung