

Anti-Irak4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Artikelnummer: CM0026430



Einführung

IRAK4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, erkennt humanes, murines und rattes IRAK4. Ideal für die Forschung an der angeborenen Immunantwort und den TLR/IL-1R-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Spezies	Mensch
Gen-ID	51135 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem IRAK4 (NP_057207.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWZ3
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel