

Anti-Ire1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075460

Artikelnummer: CM0003372



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IRE1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt IRE1 in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Erforschung von ER-Stress und der Reaktion auf fehlgefaltete Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRE1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2081
Gen-ID	2081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 286-435 von humanem IRE1 (NP_001424.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075460
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel