

Anti-Ire1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O75460

Artikelnummer: CM0024684



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IRE1 (ERN1). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt IRE1 in Human, Maus, Ratte. Wichtiger Sensor für ER-Stress und den UPR-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IRE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Spezies	Human
GeneID (Human)	2081
GeneID	2081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 286-435 von humanem IRE1 (NP_001424.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75460
Protein-Gewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel