

Anti-Irf1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10914

Artikelnummer: CM0024733

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-IRF1-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humaner, muriner und Ratten-IRF1. Ideal für die Untersuchung der Funktion von Interferon-Regulationsfaktoren in Immunität und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MAR; IRF-1; IRF1
Spezies	Mensch
GenID	3659
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 181-280 von humaner IRF1 entspricht (NP_002189.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10914
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eispackung