


Anti-Irf2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P14316

Artikelnummer: CM0011953



Einführung

Hochwertiger, für WB, IP und ELISA validierter monoklonaler IRF2-Kaninchenantikörper. Spezifisch für menschliches und murines IRF2 (P14316). Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und der Interferon-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IRF-2; IRF2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3660
GeneID	3660
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P14316
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku