


## Anti-Irf2Bp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z5L9

Artikelnummer: CM0020887



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IRF2BP2 (Q7Z5L9). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und B-Zell-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IRF2BP2 Kaninchen pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | CVID14; IRF2BP2                                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| GeneID (Human)    | 359948                                                                                                                   |
| GeneID            | 359948                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 475-545 von humanem IRF2BP2 (Q7Z5L9) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | Q7Z5L9                                                                                                                   |
| Protein-Gewicht   | 61kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                |