

Anti-Irf3 (Iiae7) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q764M6

Artikelnummer: CM0028542

Einführung

Der IRF3 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (IIAE7), validiert für den Nachweis in WB und ELISA, zielt auf Sus scrofa IRF3 mit humaner Kreuzreaktivität ab. Geeignet für Studien zur angeborenen Immunität und antiviralen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IIAE7
Spezies	Sus scrofa
GeneID (human)	3661
GeneID	396656
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Sus scrofa IRF3 (NP_998935.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q764M6
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche