

Anti-Irf3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q14653

Artikelnummer: CM0013362



Einführung

IRF3 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt den Interferon-regulatorischen Faktor 3 (Q14653), einen Schlüsseltranskriptionsfaktor der angeborenen Immunität. Ideal für antivirale Forschung und Forschung zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IIAE7; IRF3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3661
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14653
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel