

Anti-Irf3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P70671

Artikelnummer: CM0019359



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen murines Irf3 (IRF-3, IIAE7), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität und zur Interferon-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Irf3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IRF-3, IIAE7, IRF 3
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3661
Gen-ID	54131
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von murinem Irf3 (NP_058545.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P70671
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku