

Anti-Irf4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15306

Artikelnummer: CM0017229



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-IRF4-Antikörper, validiert für Western Blotting und ELISA, der humanes, Maus- und Ratten-IRF4 erkennt. Geeignet zur Untersuchung der transkriptionellen Aktivierung von IRF4 in lymphoiden und Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF4-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3662
Gen-ID	3662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 150-350 des humanen IRF4 entspricht (NP_002451.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15306
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku