


Anti-Irf5 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13568

Artikelnummer: CM0002376



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IRF5 (SLEB10), validiert für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und der Interferon-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SLEB10; IRF5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3663
Gen-ID	3663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 6-151 des humanen IRF5 (Q13568) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13568
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eistasche