


Anti-Irf5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q13568

Artikelnummer: CM0015230



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes IRF5, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Studien zur angeborenen Immunität, Interferon-Signalgebung und Entzündungsreaktion. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLEB10; IRF5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3663
GenID	3663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem IRF5 (NP_001092097.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13568
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel