

Anti-Irf6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14896

Artikelnummer: CM0010228

Einführung

IRF6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (O14896) validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt IRF6 aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur epidermalen Differenzierung und Brustkrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IRF6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3664
GenID	3664
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14896
Proteinmasse	53 kDa
Versand	Eispackung